

Международный холдинг FloSal предлагает комплексную программу лифтинга, направленную на дермодуляцию и липоредукцию тканей.

ДЕРМАМОДУЛЯЦИЯ И ПЕПТИДНАЯ ЛИПОРЕДУКЦИЯ —

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ ОТ CAREGEN CO. LTD (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)



Программа основана на односеансном применении двух препаратов — Aquashine и Dermaheal meso LL, что позволяет достичь интенсивного биолифтинга тканей за счет активации пролиферации фибробластов, синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты. А также уменьшить локальные жировые отложения с одномоментным лифтингом корректируемой зоны.

Dermaheal meso LL (Caregen Co. LTD, Южная Корея) — препарат для ин-

тенсивной липоредукции на основе биомиметического пептида Decapeptide-4, гидрированного лецитина (фосфатидилхолин) и L-карнитина. Действие препарата базируется на трех основных этапах:

1. **ЭМУЛЬГАЦИЯ ЖИРОВ** обеспечивается наличием в составе липолитического коктейля гидрированного лецитина (основное действие которого направлено на эмульгацию (растворение) жиров), благодаря чему происходит уменьшение локаль-

ных жировых отложений в корректируемых зонах;

2. **ВЫВЕДЕНИЕ ПРОДУКТОВ ЛИПОЛИЗА** достигается действием L-карнитина, который способствует удалению из клеток жировой ткани жирных кислот и глицерина, образовавшихся при липолизе;

3. **ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ** гарантируется наличием в составе Decapeptide-4, который обеспечивает восстановление тканей за счет пролиферации клеток и увеличения синтеза коллагена, способствует реструктуризации соединительно-тканного каркаса подковожно-жировой клетчатки. Стимулирует процесс выведения жирных кислот мышечной тканью.

Aquashine (Caregen Co. LTD, Южная Корея) — пептидный дермодулятор для интенсивного биолифтинга тканей. Благодаря комби-

нации 56 активных компонентов, среди которых 4 запатентованных биомиметических пептида (Acetyl decapeptide-3, Oligopeptide-72, Oligopeptide-24, Oligopeptide-34), ГК 1,5%, витамины, минералы, коэнзимы, нуклеиновые и аминокислоты, препарат обеспечивает выраженный эффект биолiftingа тканей, благодаря чему за считанные дни восстанавливается функциональная активность клеток кожи и реструктурируется волоконный каркас. Кроме этого, Aquashine нормализует работу меланоцитов, регулируя процесс образования меланина, что способствует выраженному осветлению пигментных пятен, а также выравниванию тона кожи — shine-эффект. Наличие гиалуроновой кислоты создает оптимальный баланс влаги в тканях, устраняя сухость кожных покровов, часто возникающую в процессе хроно- и фотостарения.

Протокол процедуры

Шаг 1. Подготовка кожи. Выполняем демакияж препаратом по типу кожи (фото 1). После очищения обрабатываем поверхность кожи, где будут проводиться инъекции, раствором хлоргексидина.

Шаг 2. Анестезия. Проводим аппликационную анестезию с помощью анестезирующего крема, наносим окклюзионную пленку (фото 2). Через 20-30 минут поэтапно удаляем крем с тех зон, в которых будут проводиться инъекции, с помощью раствора хлоргексидина (фото 3).

Шаг 3. Введение препаратов. Так как в одной процедуре совмещаются два различных препарата, необходимо обозначить зоны, в которые будет вводиться каждый из препаратов. Схема введения «Aquashine классик» (фото 4) и Dermaheal meso LL (фото 5).

Шаг 4. Работа с препаратом «Aquashine классик».

Зона введения: лоб, параорбитальная область (костный край орбиты), скулы, щеки, нижняя треть лица, шея, декольте.

Цель введения: лифтинг тканей, улучшение цвета кожи, уменьшение глубины морщин, восстановление эластичности кожи за счет стимуляции пролиферации фибробластов, синтеза коллагена.

Состав препарата: 4 регуляторных пептида (Acetyl decapeptide-3, Oligopeptide-72, Oligopeptide-24, Oligopeptide-34), нестабилизированная ги-

луриновая кислота 1,5% (мол. вес 3 млн Да), витамины, минералы, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, коэнзимы.

Объем препарата на процедуру: 2-4 мл.

Рекомендуемая игла: 30G длиной 13 мм.

Техники введения:

- линейная — препарат вводится на глубину 2 мм параллельно коже, при этом игла четко контурируется, но не просвечивается;
- микроинъекционная — глубина введения 2-2,5 мм в ретикулярную дерму, формируется небольшое возвышение с нечеткими границами, поверхность не имеет вид лимонной корочки.

Шаг 5. Работа с препаратом Dermaheal meso LL.

Зона введения: субментальная зона («второй подбородок») (фото 6).

Цель введения: уменьшение локальных жировых отложений в субментальной зоне, лифтинг тканей.

Состав препарата: Decapeptide-4, гидрированный лецитин (фосфатидилхолин), L-карнитин.

Объем препарата на процедуру: от 1,5 до 5 мл в зависимости от объема корректируемой зоны.

Рекомендуемая игла: 30G длиной 13 мм.

Техника введения: болюсная в подкожно-жировую клетчатку.

Шаг 6. Завершение процедуры.

Кожу вновь обрабатываем раствором хлоргексидина. После чего наносим препарат, завершающий инъекционную процедуру (фото 7):

- для жирной и комбинированной кожи рекомендуется «Гель Алоэ 99%» (РТС, Испания);
- для сухой и нормальной — крем после инъекционных процедур lalugen cicatrisation на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты (Laboratoires Genevriev, Франция).

Шаг 7. Постинъекционный уход. Наружная терапия

На время восстановительного периода после инвазивных процедур в домашних использование рекомендуется маска на основе регуляторных пептидов Dermaheal Vitalizing (фото 8) — 1 раз в неделю. Благодаря комплексу регуляторных пептидов (декапептид-4, трипептид-6, олигопептид-24, ацетил декапептид-3, трипептид меди-1), а также дополнительных компонентов (гиалу-

ронат натрия, арбутин, пантенол, бета-глюкан, гидролизированный коллаген, экстракт гаммелиса, экстракт портулака, сок листьев алоэ барбаденсис) маска способствует нормализации репаративной функции кожи, уменьшает глубину имеющихся морщин, препятствует хроно- и фотостарению, стимулирует обновление клеток, синтез гиалуроновой кислоты, выравнивает цвет кожи, делая ее более сияющей.

Для ежедневного ухода рекомендуется крем lalugen Advance Creme — прогрессивная регенерация 30+ (Laboratoires Genevriev, Франция), на основе факторов роста (IGF1, KGF, EGF), гиалуроновой кислоты, коллагена, экстракта физалиса угловатого и дополнительных компонентов (глицерин, керамиды, фитосфингозин, витамин Е, соевое масло, гидрированный лецитин, масло ши, гидрированное касторовое масло, мочевины). Крем обеспечивает мгновенную мощную гидратацию кожи, способствует улучшению тургора и эластичности кожи за счет восстановления волоконного каркаса, повышает местный иммунитет, нормализуя регенеративные процессы и оказывая противовоспалительное действие.

Внутренняя терапия

Чтобы усилить и продлить полученный результат от инвазивных кабинетных процедур, рекомендуется применять капсулы для внутренней биоревитализации lalugen R3 (Laboratoires Genevriev, Франция). Препарат содержит 5 необходимых компонентов для красоты кожи, волос и ногтей: гиалуроновая кислота — 20 мг, коллаген — 124 мг, коэнзим Q10 — 10 мг, хондроитин сульфат — 40 мг, ликногенон — 15 мг. Капсулы полностью усваиваются организмом и обеспечивают его всеми необходимыми компонентами для красивой и здоровой жизни.

Космецевтические эффекты lalugen R3:

- усиление и пролонгация эффекта от инъекционных (мезотерапия, ревитализация, инъекционно-контурная пластика), аппаратных и мануальных процедур;
- увлажнение кожи лица и тела;
- восстановление волос;
- укрепление ногтевой пластины.

Воздействие на организм lalugen R3:

- восстановление структуры соединительной ткани (кости, хрящи, связки, фасции, сухожилия);
- детоксикация организма, антиоксидантная защита;
- повышение тонуса организма.